


SmartGrow Life Microgreen Einsatz MSGZMTL



Verwende den Microgreen Einsatz, um vitaminreiche Microgreens bereits in 7 Tagen zu ernten.

- **In kürzester Zeit ernten:** genieße bereits nach sieben Tagen vitaminreiche Microgreens.
- **Einfach zu servieren:** so sind Microgreens die frischesten Zutaten auf dem Tisch.
- **Nachhaltig:** Weiße Kunststoffelemente zu 100% recycelt und vollständig recycelbar
- **Zuhause jederzeit frisches Superfood:** Microgreens selber ziehen und geballte Vitaminpower genießen.
- **Passend für SmartGrow Life MSGP3L**

Abmessungen des verpackten Gerätes:65 x 150 x 357 mm
Abmessung der Palette: 143.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton:16
Anzahl Geräte pro Palette: 256
Nettogewicht:0.3 kg
Bruttogewicht:0.4 kg
EAN-Nummer: 4242005260430



SmartGrow Life Microgreen Einsatz MSGZMTL

Verwende den Microgreen Einsatz, um vitaminreiche Microgreens bereits in 7 Tagen zu ernten.

Vielfalt

- Pflanze gleichzeitig zwei unterschiedliche Microgreen-Sorten an.
- Setze die Abdeckung in den ersten 2 bis 4 Tagen auf. Sobald die Microgreens gekeimt sind, entferne die Abdeckung und setze das erste Höhenmodul ein.

Material/Design

- Hochwertiger Kunststoff: alle Komponenten sind BPA-frei.
- Weiße Kunststoffelemente: 100% post-industriell recycelter Kunststoff¹.
- Verpackung: zu 80% aus recyceltem Papier.

Komfort

- Microgreen Einsatz und Abdeckung sind für eine schnelle Reinigung spülmaschinenfest (max. 55 °C).

Technische Details

- Kompatibel mit SmartGrow Life MSGP3L.

Lieferumfang

- Verpackung enthält einen Microgreen Einsatz mit Deckel.